



SCHMITZ

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

A SENSE OF CONFIDENCE

Histoire de l'entreprise

Ses 90 ans d'expérience font de SCHMITZ Lun des principaux fabricants internationaux de produits médicaux. Notre savoir-faire concernant les tables d'opération avec des accessoires dédiés à chaque type de chirurgie, et les dispositifs médicaux pour la gynécologie, y compris la vidéo colposcopie, l'urologie, la proctologie et l'obstétrique, se retrouve dans la qualité, la mobilité, la fonctionnalité et le design de nos produits.

Des chariots fonctionnels, des brancards pour patients, du mobilier pour service ambulatoires et salles d'opération, ainsi que du mobilier médical de consultation complètent le portefeuille de produits SCHMITZ pour les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux.

Depuis 1930, l'entreprise familiale, qui est maintenant dirigée par la quatrième génération, est synonyme d'expertise, de fiabilité, de solidité et de constance. Outre deux sites allemands, l'entreprise est représentée au niveau international par sept succursales en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

SCHMITZ und Söhne

Wickede (Ruhr), Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Lien vers notre page d'accueil:

<https://schmitz-soehne.com/fr/>

varimed[®] Divan d'examen

- Modèle robuste très économique
- Charge de fonctionnement en sécurité de 225 kg
- Grand choix de coloris de revêtements (housse et laquage)
- Différentes largeurs et hauteurs disponibles
- Deux épaisseurs de matelas de 50 et 70 mm pour un plus grand confort
- Revêtements similicuirs et laque antimicrobiens pour prévenir la propagation des infections
- **Matelas confortable pour des examens longues durées.**
- **Hygiène facilitée par des surfaces sans aspérités**
- **Destiné aux examens de routine abdominaux comme les échographies**



varimed® Divan d'examen à hauteur réglable

- Position d'examen ergonomique grâce à l'amplitude de la hauteur variable
- Position très basse pour faciliter l'accès du patient
- Différentes largeurs disponibles
- Grand choix de coloris de revêtements (housses et laquage)
- Interrupteur de sécurité pour condamner les commandes électriques
- Revêtements simili cuirs et laque antimicrobiens pour prévenir la propagation des infections
- **Pour le médecin examens ergonomiques assis ou debout**
- **Destiné aux examens abdominaux comme par exemple les échographies**
- **Mobilité complète pour une hygiène irréprochable**



Fauteuil arco-matic® multi-positions

- Largeur importante du dos de 68 mm pour un plus grand confort
- Charge de fonctionnement en sécurité de 250 kg
- Position la plus basse de 55 cm seulement pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite
- Optimisation de la vitesse de mise en place des positions avec la possibilité d'en préprogrammer 4 à partir des fonctions mémoires
- Le relève-buste complètement à plat et combiné au support-jambes rétractable permet la position divan (pour les échographies par ex.)
- Mobilité du fauteuil dans la pièce qui permet de le mouvoir et de nettoyer parfaitement
- Construction du châssis avec capot de protection et parties amovibles pour une hygiène facilitée
- Revêtements similicuir et laque antimicrobiens pour prévenir la propagation des infections
- **Inclinaison de l'assise et profonde découpe gynécologique pour un meilleur accès du praticien à la patiente pour les examens**
- **Position fauteuil qui facilite les examens gynécologiques et peut être adaptée à chaque patiente**
- **Boîtier de commande manuelle et pédale au pied très ergonomiques**
- Regarder arco: <https://www.youtube.com/watch?v=3Dm8NZIWY2o>
- Regarder arco-matic®: <https://www.youtube.com/watch?v=x8CfU7bZs0w>



SCHMITZ Farben

Kunstleder comfort

Kunstleder classic

Lackierungen

 goldgelb 86	 agavengrün 109	 weiß 53	 grauweiß RAL 9002	 rapsgelb RAL 1009050*	 lichtgrün RAL 6027
 goldorange 106	 milchkaffee 102	 silbergrau 55	 reinweiß RAL 9010	 signalgelb RAL 1003	 limonengrün RAL 1008060
 karminrot 92	 sandbeige 101	 ocean 52	 alabastergrau RAL 0007500*	 pastellorange RAL 2003	 laubgrün RAL 1206050
 himbeerrot 103	 steingrau 96	 schwarz 57	 lichtgrau RAL 7035	 hellelfenbein RAL 1015	 weißblau RAL 2408015
 eisblau 108	 schiefergrau 97		 anthrazitgrau RAL 7016	 saharabeige RAL 0607030*	 hellblau RAL 2606030
 karibikblau 82	 titangrau 91		 tiefschwarz RAL 9005	 altrosa RAL 3014	 saphirblau RAL 5003
 atlantikblau 83	 blütenweiß 84	Kunststoff	 weißaluminium RAL 9006	 erikaviolett RAL 4003	
 lavendellila 107		 silbergrau	 graualuminium RAL 9007	 blutorange RAL 2002	 Bügelgriffe auch matt verchromt lieferbar

Couleurs

- Large gamme de coloris et de meubles pour personnaliser et harmoniser le cabinet
- Possibilité d'adapter les nuances et créer ainsi une ambiance chaleureuse dans la pièce
- Structure très lisse du revêtement qui permet un nettoyage optimal et sa complète désinfection grâce à des propriétés antibactériennes (tissus enduit, étanche et classé au feu)
- Le choix de la couleur peut se faire aisément grâce au configurateur de couleur de notre site internet www.schmitz-soehne.com

Téléchargez les catalogues

Télécharger le catalogue mobilier général:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat70_fr.pdf

Télécharger le catalogue fauteuil d'examen et de traitement arco:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat101_fr.pdf

Télécharger le catalogue fauteuil d'examen et de traitement arco-matic®:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/03/schmitz_kat102_fr.pdf

Télécharger le catalogue Gynécologie complètement:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat75_fr.pdf



Contact

E-Mail: info@schmitz-soehne.fr

Tél: 00 33 (0)6 25 33 19 09

Tél fixe: 00 33 (0)2 47 20 96 01